

# SCHURE MED SILLA DE PLAYA EZ LIFT

## ACERCA DE

La silla de playa E-Z Lift está diseñada para procedimientos ortopédicos de hombro para garantizar la mejor posición del paciente. Esta silla es liviana y puede adaptarse a diferentes necesidades del paciente, preferencias del cirujano y modelos de mesa.

## FEATURES

Reduce considerablemente la cantidad de trabajo del personal al trasladar pacientes en comparación con otros métodos manuales.

Rango de articulación: 0-90°

El reposacabezas deslizante se ajusta perfectamente a cada paciente.

Incluye soporte lateral

El sistema de cabezal con doble rótula asegura de forma segura la cabeza del paciente

Juego de almohadillas Deluxe de cinco piezas incluido

Altura mínima: 4 pies 2

Altura máxima: 6 pies 4



# ESPECIFICACIONES

## DIMENSIONES

---

**Altura:** 47 pulgadas

**Ancho:** 28 pulgadas (28,3 cm)

**Profundidad:** 30 pulgadas (52,7 cm)

**Peso:** 32 libras (7 kg)

**Capacidad de peso:** 500 libras