

# BIODEX ECHO PRO MESA DE ECOCARDIOGRAFÍA

## DATOS

La mesa de ecocardiografía **Biodex Echo Pro** reduce el tiempo necesario para obtener una imagen de alta calidad. Con la comodidad del paciente como meta, los soportes acojinados para los brazos y un colchón grueso garantizan una experiencia cómoda durante procedimientos prolongados. El recorte para examinación cardíaca proporciona acceso libre al área del tórax izquierdo para una aproximación apical sin obstrucciones. Habilita una interacción fluida entre el sonografista y el paciente, promoviendo una postura de trabajo adecuada para disminuir lesiones músculo-esqueléticas.

## CARACTERÍSTICAS

- **Permite posiciones de trabajo tanto sentado como de pie**, garantizando la flexibilidad para que los sonografistas trabajen de manera eficiente y sin fatiga durante procedimientos largos.
- **Tablero opcional para estudios vasculares que se coloca en cualquier extremo lateral de la mesa**, ofreciendo un posicionamiento versátil que mejora el acceso a diferentes áreas sin necesidad de repositionar al paciente.
- **Recorte ajustable para el sonografista**, maximiza el acceso al paciente y brinda una posición de trabajo cómoda.
- **Altura ajustable y motorizada**, facilita ajustes sin esfuerzo para optimizar la comodidad del paciente y mejorar la precisión de las imágenes.
- **El recorte para examinación cardíaca**, cuenta con un rango amplio de posiciones para adaptarse a cualquier necesidad del sonografista, proporcionando mayor comodidad para el paciente y acceso óptimo al área torácica para imágenes cardíacas precisas.



# ESPECIFICACIONES



## DIMENSIONES

**Altura ajustable:** 58.4 a 99 cm (23" a 39")  
**Ancho:** 76.2 cm (30")  
**Largo:** 185.4 cm (73")  
**Peso:** 151.9 kg (335 lbs)  
**Capacidad de peso del paciente:** 226.7 kg (500 lbs)

## COLCHÓN

**Sección del torso:** 5 cm (2") de grosor, secciones central y de piernas: 8 cm (3") de grosor.  
**Almohadilla de gomaespuma recubierta con Naugahyde®** sin costuras y duradero.  
**Color de la tapicería:** Grafito.

## MOVIMIENTOS

**Altura ajustable:** 58.4 a 99 cm (23" a 39")  
**Trendelenburg:** 0° a ±15°  
**Respaldo Fowler:** Ajustable de 0° a 80°.

## CONTROLES

**Control manual:** Activa los movimientos de altura, Trendelenburg.  
Posicionamiento de Fowler y nivelación automática.  
Control de pedal (opcional): controla la altura.

## WHEELS

Ruedas giratorias con bloqueo individual de 12.7 cm (5").  
Sistema central de bloqueo en el suelo.