

COVIDIEN KANGAROO CONNECT



DATOS

La bomba de alimentación Covidien Kangaroo Connect es una solución portátil para administrar nutrición enteral con precisión y flexibilidad. Es adecuada para varios escenarios médicos, incluidos hospitales, instalaciones de atención intensiva y atención domiciliaria. Garantiza un rendimiento confiable tanto en condiciones estacionarias como ambulatorias. Al utilizarse con el conjunto de alimentación Kangaroo Connect, ofrece **opciones de alimentación** continua, por dosis o en bolos. Es compatible con accesorios esenciales y complementos opcionales. Proporciona un rendimiento confiable para pacientes desde infantes hasta adultos, excluyendo neonatos.



CARACTERÍSTICAS

- **Funcionamiento silencioso de la bomba**, garantizando una mínima interrupción en los entornos de atención médica.
- **Pantalla LCD grande y a color**, que ofrece información clara y fácil de leer para monitorear y ajustar los parámetros de alimentación.
- **Diseño compacto y liviano**, que facilita la portabilidad para su uso en una amplia variedad de entornos.
- **Carcasa de goma para mejor agarre**, que mejora la durabilidad y facilita el manejo.
- **Visualización del historial de alimentación de las últimas 72 horas**.
- **La abrazadera para el poste se puede desmontar de la bomba o del WCH sin necesidad de retirarla del poste IV**, facilitando transiciones rápidas entre el uso estacionario y ambulatorio.



ESPECIFICACIONES



DIMENSIONES

Bomba

Altura: 9.9 cm (3.9")

Ancho: 15.4 cm (6.1")

Profundidad: 4 cm (1.6")

Estación de conexión inalámbrica (WCH)

Altura: 2.8 cm (5")

Ancho: 19.2 cm (7.6")

Profundidad: 9 cm (3.5")

Peso: 0.33 kg (73 lbs), 0.635 kg (1.4 lbs) con la abrazadera del poste

MATERIALES

Revestimiento suave: uretano termoplástico sin látex

Carcasa de la bomba: mezcla de poliéster/
policarbonato resistente al fuego

Carcasa de la estación de conexión inalámbrica (WCH): mezcla de ABS/policarbonato resistente al fuego

PRESIÓN DE OCLUSIÓN:

Presión máxima de oclusión: 20 psi (138 kPa)

PRECISIÓN

5 % ó 0,5 ml/h, la que sea mayor, para todas las tasas de administración, sin importar el tipo de conjunto de alimentación Kangaroo Connect seleccionado.

La parte superior de la columna de fluido debe estar a una altura inicial de 25,4 cm (10") \pm 0,76 cm (0,3") por encima de la parte superior de la bomba.

DOSIS DE FÓRMULA DE ALIMENTACIÓN

1 - 3000 ml en incrementos de 1 ml

MECANISMO DE BOMBEO

Peristáltico rotativo