

# STRYKER 1015 SM204 M-SERIES



## DATOS

La camilla Stryker 1015 SM204 M-Series está diseñada para ofrecer movilidad fluida, facilidad de uso y comodidad para el paciente. Su sistema Big Wheel reduce significativamente la fuerza inicial y el esfuerzo de dirección, facilitando el manejo por parte del personal de salud. Con una construcción robusta y un diseño lavable a presión, soporta una capacidad de peso de hasta 700 libras, asegurando durabilidad y fácil mantenimiento. Sus barandales laterales Glideaway y opciones de posicionamiento ofrecen seguridad para el paciente y facilidad en las transferencias. Gracias a su diseño versátil y características especializadas, la SM204 es ideal para hospitales, clínicas y salas de emergencia.

## CARACTERÍSTICAS

**Sistema de dirección Big Wheel:** Reduce la fuerza inicial en un 50% y el esfuerzo de dirección en un 60%, facilitando el manejo de la camilla por parte del personal.

**Capacidad de peso:** Soporta hasta 700 libras, proporcionando una plataforma resistente y confiable para una amplia gama de pacientes.

**Barandales Glideaway:** Facilita las transferencias suaves y seguras de los pacientes.

**Bandeja de utilidad y soporte para botella de oxígeno integrado:** Incluye una bandeja práctica y un soporte montado en la camilla para botellas de oxígeno, manteniendo el equipo esencial al alcance.

**Sistema avanzado de frenos:** Sistema de frenos de acero en las cuatro ruedas con activadores en ambos extremos, ofreciendo frenado confiable y fácil control.



## DIMENSIONES

**Capacidad máxima de peso:** 700 lbs (317.5 kg)

**Longitud total:** 84 in (213.4 cm)

**Rango de altura:** 20.75 - 34 in (52.7 - 86.4 cm)

**Ángulo Fowler:** 0 a 90°

**Ángulo de elevación de rodilla:** 0 a 40°

**Trendelenburg/Trendelenburg en reversa:** +16° / -16°

**Colchón:** 3 in (7.6 cm)

**Sistema de báscula opcional**

## MODELO DE CAMILLA DE 26"

**Ancho total (barandales arriba):** 33.5" (85.1 cm)

**Ancho total (barandales abajo):** 30.25" (76.8 cm)

## MODELO DE CAMILLA DE 30"

**Ancho total (barandales arriba):** 37" (94 cm)

**Ancho total (barandales abajo):** 30.75" (78.1 cm)