

STRYKER 1025 SM304 M-SERIES



DATOS

La Stryker 1025 SM304 M-Series combina tecnología avanzada con un diseño ergonómico para optimizar el transporte de pacientes. Equipada con el sistema de manejo motorizado Zoom de Stryker, reduce significativamente el esfuerzo físico del personal, permitiendo maniobras sin complicaciones, incluso en espacios reducidos. Su estructura robusta soporta hasta 700 libras y está diseñada para ser lavada a presión, facilitando su mantenimiento. Sus características versátiles, como los barandales Glideaway y múltiples posiciones ajustables, garantizan la seguridad y comodidad del paciente durante las transferencias. Es ideal para entornos médicos de alta demanda, ofreciendo un rendimiento confiable para diversas necesidades de cuidado.

FEATURES

Sistema de manejo motorizado Zoom: Facilita el movimiento de la camilla con un mínimo esfuerzo manual, mejorando la movilidad y reduciendo el desgaste del personal.

Alta capacidad de peso: Soporta hasta 700 libras (317.5 kg) para una amplia gama de pacientes, asegurando estabilidad y seguridad.

Diseño lavable a presión: Construido para resistir limpiezas rigurosas, lo que facilita el mantenimiento de estándares de higiene.

Barandales Glideaway: Ofrecen un espacio de transferencia sin brechas, promoviendo transferencias de pacientes seguras y fluidas.

Opciones avanzadas de posicionamiento: Incluye ajustes de Fowler, elevación de rodilla y posiciones Trendelenburg, permitiendo una colocación versátil del paciente.



ESPECIFICACIONES GENERALES

Capacidad máxima de peso: 700 libras (317.5 kg).

Longitud total: 84" (213.4 cm).

Rango de altura: De 20.75 a 34" (52.7 - 86.4 cm).

Ángulo Fowler: De 0° a 90°.

Ángulo de elevación de rodilla (Knee Gatch): 0°-40°

Trendelenburg/Trendelenburg en reversa: +16° / -16°

Colchón: 3" (7.6 cm).

Sistema de pesaje (opcional).

MODELO DE CAMILLA DE 26"

Ancho total (barandales arriba): 33.5" (85.1 cm).

Ancho total (barandales abajo): 30.25" (76.8 cm).

MODELO DE CAMILLA DE 30"

Ancho total (barandales arriba): 37" (94 cm).

Ancho total (barandales abajo): 30.75" (78.1 cm).