

TUTTNAUER 2340M



DATOS

El **Tuttnauer 2340M** es un esterilizador manual diseñado para satisfacer todas las necesidades de esterilización garantizando calidad, seguridad y confiabilidad. Este **autoclave** manual cuenta con diversas características enfocadas tanto en la seguridad como en la comodidad del usuario. Su funcionamiento es silencioso y cuenta con aislamiento térmico para mantener un ambiente cómodo durante su uso.

CARACTERÍSTICAS

Apagado automático al final de los ciclos de esterilización y secado, optimizando las operaciones, ahorrando energía y mejorando la eficiencia del flujo de trabajo.

Cámara y puerta de acero electro-pulido duradero para un uso prolongado.

Materiales de alta calidad que aseguran un rendimiento duradero y mantienen la efectividad de esterilización a lo largo del tiempo.

Doble bloqueo de seguridad que evita la apertura de la puerta bajo presión, priorizando la seguridad del usuario y minimizando el riesgo de exposición accidental.

Protección incorporada que protege al autoclave, extendiendo la vida útil de los componentes de calentamiento.

Válvula de drenaje ubicada en el frente para un drenaje rápido y fácil del reservorio de agua.

Termostato de doble seguridad para evitar el sobrecalentamiento, una capa adicional de protección que mejora la seguridad durante la operación y promueve la longevidad del equipo.



Cumple con normas reconocidas, asegurando resultados de esterilización confiables y de alta calidad.

DIMENSIONES

Altura: 14.4" (36.5 cm)

Ancho: 20" (51.0 cm)

Profundidad: 21.5" (54.5 cm)

Peso: 85 lbs (38.5 kg)

DIMENSIONES DE LA CÁMARA

Diámetro: 9" (23 cm)

Profundidad: 18" (47 cm)

CASETES

Capacidad de casetes estándar: 2 completos / 2 medios

ESPECIFICACIONES



BANDEJAS

Número de bandejas: 3

Altura: 0.8 in (20 mm)

Profundidad: 16.3" (41.5 cm)

Ancho: 6.7" (17 cm)

ELÉCTRICO

Voltaje: 120V

Frecuencia: 50/60 Hz

Corriente: 12 A

Potencia: 1400 W

TIEMPO DE CICLO ESTÁNDAR SIN

EMBALAJE

Frío: 27 min

Caliente: 13 min