

GE CARESTATION 650



DATOS

La **GE Carestation 650** es una máquina de anestesia moderna y eficiente, equipada con una pantalla táctil de segunda generación de 15" para una operación intuitiva. Cuenta con Ecoflow y modos de ventilación avanzados, adaptándose a diversas necesidades de los pacientes y escenarios quirúrgicos. Su módulo integrado de gases mide el gas fresco y los agentes anestésicos, mejorando su funcionalidad mientras mantiene un diseño compacto que minimiza los requerimientos de espacio en los entornos clínicos.

CARACTERÍSTICAS

Elegante diseño moderno en un marco delgado y compacto muy adecuado para entornos restringidos

Pantalla de ventilador de pantalla táctil simple y fácil de usar de 15 "

Interfaz de usuario intuitiva inspirada en CARESCAPE™ para una experiencia de usuario de Carestation unificada

Módulo respiratorio CARESCAPE integrado

Herramientas de ahorro de tiempo para ayudar a agilizar la carga de trabajo del personal clínico

Funciones escalables de software y hardware: "crea tu propio" Carestation

La opción de visualización ecoFLOW puede ayudar a los médicos a mitigar el riesgo de mezclas hipóxicas al tiempo que ayuda a reducir el uso de agentes mediante el uso de flujos bajos y mínimos con monitoreo continuo de gases.



ESPECIFICACIONES

DIMENSIONES

Altura: 135 cm (53.1 in)

Ancho: 82.5 cm (32.4 in)

Profundidad: 75 cm (29.5 in)

Peso: 145 kg (320 lb)

ESTANTE SUPERIOR

Límite de peso: 25 kg (55 lb)

Ancho: 41.3 cm (16.3 in)

Profundidad: 27.0 cm (10.6 in)

ESPECIFICACIONES



SUPERFICIE DE TRABAJO

Altura: 83.6 cm (32.9 in)

Tamaño: 1930 cm² (299 in²)

Tamaño: 2950 cm² (471 in²) (con estante plegable opcional)

COLA DE MILANO DATEX-OHMEDA (DO) SUPERIOR IZQUIERDA

Longitud de la cola de milano: 54 cm (21.3 in)

COLA DE MILANO DATEX-OHMEDA (DO) INFERIOR IZQUIERDA

Longitud de la cola de milano: 28 cm (11.0 in)

COLA DE MILANO DATEX-OHMEDA (DO) DERECHA IZQUIERDA

Longitud de la cola de milano: 96.4 cm (38.0 in)

CAJÓN (DIMENSIONES INTERNAS)

Altura:

Superior y medio: 8.6 cm (3.4 in)

Inferior: 13.3 cm (5.2 in)

Ancho: 34 cm (13 in)

Profundidad: 37 cm (14.6 in)

BRAZO DEL SACO DE VENTILACIÓN MANUAL (OPCIONAL)

Longitud del brazo: 39.8 cm (15.7 in)

Altura del brazo (ajustable):

53 cm (20.9 in)

136 cm (53.5 in)

RUEDAS

Diámetro: 12.5 cm (4.9 in)

Frenos: Freno central